

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd352/Slamf6, Меченное , Для Проточной Цитометрии — Q9Et39

Артикул: CM0009119

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, направленное против мышиного CD352/SLAMF6, предназначенное для проточной цитометрии. Подходит для изучения модуляции иммунных клеток, активации NK-клеток и дифференцировки Т-клеток в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD352/SLAMF6, меченное
Примечания/Синонимы	KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	114836
GeneID (Мышь)	30925
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 31-235 мышиного CD352/SLAMF6 (NP_001334115.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9ET39
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Холодильный пакет