

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd366 (Tim-3) Для Проточной Цитометрии — Q8Vim0

Артикул: CM0010198



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к мышиному TIM-3 (CD366), предназначенное для проточной цитометрии. Специфично к мышиным антигенам, перекрестная реактивность отсутствует. Подходит для исследования регуляции иммунных контрольных точек в клетках Th1, ЦТ8+, НК-клетках и макрофагах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD366 (TIM-3)
Примечания/Альтернативные названия	Tim3; TIM-3; Timd3
Вид	Мышь
GeneID (человек)	84868
GeneID	171285
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8VIM0
Молекулярная масса белка	22 кДа/31 кДа
Доставка	С ледяным пакетом