


Моноклональное Кроличье Антитело Против Мышиного Cd38 Для Проточной Цитометрии (Fc) — P56528

Артикул: CM0005263



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело против мышиного CD38, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения роли CD38 в сигнализации, активации и миграции лимфоцитов в мышиных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD38
Примечания/Альтернативные названия	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Вид реагирования	Мышь
GeneID (Человек)	952
GeneID	12494
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 45–304 мышиного CD38 (NP_031672.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P56528
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	С холодильным элементом