


: Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd38 Мыши Для Проточной Цитометрии — P56528

Артикул: CM0012570



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против CD38 мыши. Валидировано для проточной цитометрии (FC). Распознаёт CD38 мыши — многофункциональный трансмембранный гликопротеин, участвующий в мобилизации кальция, передаче сигналов и активации лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье антитело против CD38 мыши, МАТ
Примечания/синонимы	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	952
GeneID	12494
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 45-304 CD38 мыши (NP_031672.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P56528
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Хладагент