

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd38 Для Проточной Цитометрии - P56528

Артикул: CM0007922



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD38 для проточной цитометрии. Определяет CD38, многофункциональный трансмембранный гликопротеин, участвующий в мобилизации кальция, активации лимфоцитов и рецептор-опосредованной передаче сигналов. Подходит для исследований профилирования иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD38
Примечания/Альтернативные названия	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	952
GeneID	12494
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 45-304 мышиного CD38 (NP_031672.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P56528
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом