

Кроличье Моноклональное Антитело К Cd4 Мыши Для Проточной Цитометрии (Fc) - P06332

Артикул: CM0005847

введение

Кроличье моноклональное антитело к CD4 мыши, валидированное для проточной цитометрии. Распознает CD4 мыши (L3T4), корецептор Т-хелперов. Подходит для иммунофенотипирования и исследований иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело к CD4 мыши
Примечания/Синонимы	L3T4; Ly-4
Вид	Мышь
GeneID (человек)	920
GeneID	12504
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-394 CD4 мыши (NP_038516.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06332
Молекулярная масса	51 кДа
Транспортировка	Хладопакет