

Кроличья Моноклональная Антитела К Мышиному Cd4 Mab - P06332

Артикул: CM0011299

введение

Моноклональная антитела кролика к мышиному CD4, валидированная для проточной цитометрии. Распознает мышиный CD4 (L3T4) — поверхностный маркер Т-хелперов. Подходит для иммунофенотипирования и исследований Т-клеток на мышиных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья антитела к мышиному CD4 mAb
Примечания/Синонимы	L3T4; Ly-4
Вид	Мышь
ID гена (человек)	920
ID гена	12504
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 27-394 мышиного CD4 (NP_038516.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06332
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	С ледяным пакетом