

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd4 Для Проточной Цитометрии - P06332

Артикул: CM0008495

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD4 (L3T4, Ly-4). Валидированы для проточной цитометрии (FC) на образцах мыши. Подходят для анализа Т-хелперов и иммунотипирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАт против мышиного CD4
Примечания/Псевдоним	L3T4; Ly-4
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	920
ID гена	12504
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-394 мышиного CD4 (NP_038516.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06332
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка-холодильник