

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd4 Для Проточной Цитометрии - P06332

Артикул: CM0005520

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD4, валидированные для проточной цитометрии (FC). Идеально подходят для идентификации Т-хелперных клеток и иммунотипирования в образцах мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD4 mAb
Примечания/Псевдоним	L3T4; Ly-4
Вид	Мышь
GeneID (человек)	920
GeneID	12504
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-394 мышиного CD4 (NP_038516.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06332
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом