

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd4 Для Проточной Цитометрии — P06332

Артикул: CM0009740

введение

Конъюгированное с красителем моноклональное антитело кролика против мышиного CD4 для проточной цитометрии. Валидировано для использования с образцами мышей. Идеально подходит для идентификации Т-хелперов и исследования иммунных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD4
Примечания/Альтернативные названия	L3T4; Ly-4
Вид реагирования	Мышь
GeneID (Человек)	920
GeneID (Мышь)	12504
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27–394 мышиного CD4 (NP_038516.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06332
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	С ледяным пакетом