

Abflo 488 Моноклональные Антитела Кролика Против Мышиного Cd4 Для Проточной Цитометрии - P06332

Артикул: CM0005612

введение

Моноклональные антитела кролика против мышиного CD4, конъюгированные с ABflo 488, специально разработанные для проточной цитометрии. Распознают мышиный CD4 (51 кДа), маркер Т-хелперных клеток. Подходят для иммунологических исследований и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD4 mAb
Примечания/Псевдоним	L3T4; Ly-4
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	920
ID гена (Мышь)	12504
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-394 мышиного CD4 (NP_038516.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06332
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом