

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd40 Для Проточной Цитометрии - P27512

Артикул: CM0006179

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD40 для проточной цитометрии. CD40 является рецептором для CD40LG, участвует в активации В-клеток и макрофагов. Валидировано для образцов мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАт против мышиного CD40
Примечания/Псевдонимы	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	958
GeneID	21939
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-189 мышиного CD40 (NP_035741.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P27512
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом