

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd40 Мыши Для Проточной Цитометрии — P27512

Артикул: CM0011792

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против CD40 мыши, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на CD40 мыши (UniProt P27512), представителя надсемейства рецепторов TNF, участвующего в активации В-клеток и макрофагов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против CD40 мыши
Примечания/синонимы	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	958
Идентификатор гена	21939
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-189 CD40 мыши (NP_035741.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P27512
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом