


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd44 Для Проточной Цитометрии - P15379

Артикул: CM0012292



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD44 (Ly-24/Pgp-1). Разработаны для проточной цитометрии, распознают нативный мышиный антиген CD44. CD44 играет критическую роль в клеточной адгезии, гоминге лимфоцитов и метастазировании опухолей. Идеальны для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD44 mAb
Примечания/Псевдоним	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	960
GeneID	12505
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-176 мышиного CD44 (NP_033981.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15379
Молекулярный вес белка	85кДа
Доставка	Сумка-холодильник