

Кроличий Моноклональный Антитело Против Мышиного Cd44 () Для Проточной Цитометрии - P15379

Артикул: CM0011806



введение

Кроличий моноклональный антитело против мышиного CD44, конъюгированное с , валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на рецептор гиалуроната, участвующий в гомеостазе лимфоцитов, адгезии клеток и миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD44
Примечания/Псевдоним	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	960
Идентификатор гена (мышь)	12505
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23–176 мышиного CD44 (NP_033981.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15379
Молекулярный вес белка	85 кДа
Доставка	Ледовый пакет