


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd44 Мыши Для If/Icc, Fc — P15379

Артикул: CM0008848



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против CD44 мыши (Ly-24/Pgp-1/HERMES), валидированное для иммунофлуоресценции (IF/ICC) и проточной цитометрии (FC). Подходит для изучения клеточной адгезии, миграции и хоуминга лимфоцитов на моделях мышей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против CD44 мыши
Алиасы	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	960
Идентификатор гена	12505
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-176 CD44 мыши (NP_033981.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P15379
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия транспортировки	Хладагент