

Rabbit Anti-Mouse Cd45 Mab - P06800

Артикул: CM0008979

введение

Моноклональные антитела Rabbit anti-Mouse CD45 для проточной цитометрии. Специфичны к мышиному CD45, валидированы для FC, молекулярный вес белка 130/140/144 кДа. Идеальны для идентификации иммунных клеток и исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD45 mAb
Примечания/Псевдонимы	Ios; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	5788
GeneID (Мышь)	19264
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-566 мышиного CD45 (NP_001104786.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярный вес белка	130кДа/140кДа/144кДа
Доставка	Сумка со льдом