

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd45 Для Проточной Цитометрии - P06800

Артикул: CM0012038

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD45 (общий лейкоцитарный антиген). Предназначено для проточной цитометрии, специфично реагирует с образцами мыши. Идеально подходит для профилирования иммунных клеток и исследований активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD45 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Isc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	5788
GeneID	19264
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-566 мышиного CD45 (NP_001104786.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярная масса белка	130кДа/140кДа/144кДа
Условия доставки	В пакете со льдом