

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd45 Для Проточной Цитометрии - P06800

Артикул: CM0011125

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против мышиного CD45, валидированное для проточной цитометрии. Распознает изоформы в диапазоне от 130 до 144 кДа. Идеально подходит для профилирования иммунных клеток и исследования сигналинга тирозинфосфатаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD45
Примечания/Альтернативные названия	Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Вид	Мышь
ID гена (человек)	5788
ID гена	19264
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-566 мышиного CD45 (NP_001104786.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярная масса белка	130 кДа/140 кДа/144 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом