

Моноклональное Антитело Кролика К Cd45 Мыши Для Иф/Ицх И Проточной Цитометрии (Fc) — P06800

Артикул: CM0008735

введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , против CD45 мыши (PTPRC), валидированное для иммунофлуоресценции (ИФ/ИЦХ) и проточной цитометрии (FC). Обнаруживает лейкоцитарный общий антиген (L-CA) в образцах мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	моноклональное антитело кролика к CD45 мыши
Примечания/Синонимы	Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
Вид	Мышь
GeneID (человек)	5788
GeneID	19264
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-566 CD45 мыши (NP_001104786.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИЦХ, FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярная масса белка	130 кДа/140 кДа/144 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет