

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd45 Для If/Icc, Fc - P06800

Артикул: CM0008853

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на мышиный CD45 (PTPRC). Валидировано для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Идеально для идентификации лейкоцитов и исследований активации Т-клеток в мышиных образцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD45 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Ios; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	5788
ID гена	19264
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-566 мышиного CD45 (NP_001104786.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярная масса белка	144 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом