

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd45.1 - P06800

Артикул: CM0005600

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD45.1 (P06800). Валидировано для проточной цитометрии, это антитело обеспечивает чувствительное детектирование популяций лейкоцитов в мышиных моделях. Идеально для иммунофенотипирования и исследований Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против мышиного CD45.1
Примечания/Алиасы	Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Вид	Мышь
ID гена (человек)	5788
ID гена	19264
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 311-410 мышиного CD45.1 (NP_001104786.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярная масса белка	130кДа/140кДа/144кДа
Доставка	В пакете со льдом