

Кролик Анти-Мышь Cd45.1 Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии (Fc) - P06800

Артикул: CM0007728

введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиногo CD45.1, валидированное для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для иммунофенотипирования, исследований активации Т-клеток и различия аллотипов CD45 в мышинных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Мышь CD45.1 мАт
Примечания/Псевдоним	Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	5788
GeneID	19264
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярный вес белка	130 кДа/140 кДа/144 кДа
Доставка	Сумка со льдом