

Кроличье Моноклональное Антитело К Мышиному Cd45.1 Для Проточной Цитометрии - P06800

Артикул: CM0011834

введение

Высококачественное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к мышиному CD45.1 для проточной цитометрии, нацеленное на общий лейкоцитарный антиген. Валидировано на образцах мыши, подходит для иммунофенотипирования и исследований активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к мышиному CD45.1
Примечания/Альтернативные названия	Iоc, B220, Cd45, L-CA, Ly-5, T200, CD45R, Lyt-4
Вид	Мышь
Gene ID (Человек)	5788
Gene ID	19264
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 311-410 мышиного CD45.1 (NP_001104786.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярная масса белка	130кДа/140кДа/144кДа
Условия доставки	В пакете со льдом