

Кролиčky Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd47 Для Проточной Цитометрии - Q61735

Артикул: CM0005370

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD47 (IAP), для проточной цитометрии. Покрывают внеклеточный домен (а.о. 19-135); подходят для исследований в области иммунологии, стволовых клеток и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кролиčky моноклональные антитела против мышиного CD47
Примечания/Псевдонимы	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Вид	Мышь
ID гена (человек)	961
ID гена	16423
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-135 мышиного CD47 (NP_034711.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61735
Молекулярный вес белка	33КДа/35КДа
Доставка	В ледяном пакете