

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd47 Для Проточной Цитометрии - Q61735

Артикул: CM0009440

введение

Высокоспецифичные конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD47 (IAP). Рекомбинантный иммуноген (а.к. 19-135). Специфически реагирует с мышиным CD47. Разработан для проточной цитометрии (FC) в исследованиях иммунологии и иммунноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАб против мышиного CD47
Примечания/Псевдоним	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	961
GeneID	16423
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-135 мышиного CD47 (NP_034711.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61735
Молекулярный вес белка	33КДа/35КДа
Доставка	Сумка со льдом