

## Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd47 Для Проточной Цитометрии - Q61735

Артикул: CM0008483

### введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD47 (IAP) для проточной цитометрии. Распознают внеклеточный домен (а.к. 19-135). Идеально подходят для исследований иммунитета и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличыи моноклональные антитела против мышиного CD47                                                                                               |
| Примечания/Псевдоним      | IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik                                                                                                             |
| Вид                       | Мышь                                                                                                                                                |
| ID гена (Человек)         | 961                                                                                                                                                 |
| ID гена                   | 16423                                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-135 мышиного CD47 (NP_034711.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                              |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                             |
| Применение                | FC                                                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                                                                |
| SWISS                     | Q61735                                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 33КДа/35КДа                                                                                                                                         |
| Доставка                  | Сухой лед                                                                                                                                           |