

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd48 Мыши Для Fc - P18181

Артикул: CM0008000



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против CD48 мыши (SLAMF2/BCM1) для проточной цитометрии. Реактивность к мыши подтверждена; молекулярная масса целевого белка — 27 кДа. Подходит для иммунологических исследований Т-клеток и NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье анти-мышиное МАТ против CD48
Примечания/синонимы	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Вид	Мышь
GeneID (человек)	962
GeneID	12506
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23–216 CD48 мыши (NP_031675.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P18181
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом