

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd48 Для Проточной Цитометрии - P18181

Артикул: CM0009563



введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD48 для проточной цитометрии (FC). Реагирует с мышиным CD48 — закрепленным GPI-рецептором семейства SLAM, регулирующим сигнализацию Т- и NK-клеток. Идеально подходит для иммунофенотипирования и исследований функции иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD48
Примечания/Альтернативные названия	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Вид реагирования	Мышь
ID гена (человек)	962
ID гена	12506
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 23-216 мышиного CD48 (NP_031675.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18181
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Хладоэлемент