

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd48 Мыши Для Fc — P18181

Артикул: CM0010765



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против CD48 (SLAMF2) мыши для проточной цитометрии. Валидировано для обнаружения CD48 на иммунных клетках мыши; подходит для исследований передачи сигналов в Т-клетках и NK-клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD48 мыши
Примечания/алиасы	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Вид	Мышь
GeneID (человек)	962
GeneID	12506
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23–216 CD48 мыши (NP_031675.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P18181
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет