

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd48 Для Проточной Цитометрии - P18181

Артикул: CM0011891



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD48 (SLAMF2), валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения активации и сигнальных путей иммунных клеток в Т-клетках и NK-клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАт против мышиного CD48
Примечания/Псевдонимы	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	962
GeneID	12506
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-216 мышиного CD48 (NP_031675.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18181
Молекулярный вес белка	27 кДа
Доставка	В ледяном пакете