

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd48 Для Проточной Цитометрии - P18181

Артикул: CM0007875



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD48, для проточной цитометрии (FC). Иммуноген: рекомбинантный внеклеточный домен мышиного CD48 (а.о. 23-216). CD48, рецептор семейства SLAM, закрепленный на GPI, опосредует активацию иммунных клеток и цитотоксичность NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАб против мышиного CD48
Примечания/Псевдоним	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	962
ID гена	12506
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-216 мышиного CD48 (NP_031675.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18181
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	Сумка со льдом