

Кроличья Моноклональная Антитела Против Мышиного Cd48, Меченная , Для Проточной Цитометрии — P18181

Артикул: CM0005034



введение

Конъюгированная с красителем кроличья моноклональная антитела, направленная против мышиного CD48 (SLAMF2). Валидирована для применения в проточной цитометрии (ПЦ). Идеально подходит для иммунологических исследований, посвященных изучению активации Т- и NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья антитела против мышиного CD48, мКА
Примечания/Синонимы	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Вид	Мышь
GeneID (человек)	962
GeneID	12506
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 23-216 мышиного белка CD48 (NP_031675.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18181
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом