

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd5 Мыши Для Fc - P13379

Артикул: CM0012316

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против CD5 мыши (Ly-1) для проточной цитометрии. Выявляет CD5 мыши, маркер Т-клеток и клеток B1a. Идеально подходит для иммунофенотипирования и исследований лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против CD5 мыши
Примечания/синонимы	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	921
Идентификатор гена	12507
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-371 CD5 мыши (NP_031676.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P13379
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом