

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd5 Для Проточной Цитометрии - P13379

Артикул: CM0009190

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD5 (Ly-1). Валидированы для проточной цитометрии, обнаруживают маркер Т-клеток и В1а-клеток массой 54 кДа. Подходят для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАт против мышиного CD5
Примечания/Псевдоним	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	921
GeneID	12507
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-371 мышиного CD5 (NP_031676.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P13379
Молекулярная масса белка	54кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент