

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd5 Для Проточной Цитометрии - P13379

Артикул: CM0010486

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, нацеленные на мышиный CD5 (Ly-1). Валидированы для проточной цитометрии, идеально подходят для иммунофенотипирования Т-клеток и В1а-клеток, а также для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАб против мышиного CD5
Примечания/Псевдоним	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	921
ID гена	12507
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-371 мышиного CD5 (NP_031676.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P13379
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом