

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd5 Для Проточной Цитометрии - P13379

Артикул: CM0009104

введение

Моноклональное антитело кролика против мышиного CD5, валидированное для проточной цитометрии (ПЦ) на образцах мышей. Направлено на Т-клеточный поверхностный гликопротеин CD5 (Ly-1). Идеально подходит для иммунологических исследований сигнализации и гомеостаза Т/В лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье МАТ против мышиного CD5
Примечания/Алиасы	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	921
GeneID	12507
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 25-371 мышиного CD5 (NP_031676.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P13379
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом