

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd50/Icam-3, Конъюгированное , Для Проточной Цитометрии — Q60625

Артикул: CM0009212

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, нацеленное на мышиный CD50/ICAM-3 (ICAM-5/Теленцефалин), предназначенное для проточной цитометрии. Валидировано для образцов мышиного происхождения, это антитело с молекулярной массой 97 кДа обеспечивает прямую детекцию межклеточной молекулы адгезии 5.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD50/ICAM-3, конъюгированное
Примечания/Альтернативные названия	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Вид реагирования	Мышь
Идентификатор гена (человек)	7087
Идентификатор гена	15898
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-227 мышиного CD50/ICAM-3 (NP_032345.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q60625
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	С хладоэлементом