

Кроличья Моноклональная Антитела К Мышиной Молекуле Cd56/Ncam Для Проточной Цитометрии (Fc) - P13595

Артикул: CM0009630



введение

Эта конъюгированная с красителем кроличья моноклональная антитела специфически связывает мышиную молекулу CD56/NCAM, что делает её идеальным инструментом для проточно-цитометрического анализа экспрессии нейральной молекулы клеточной адгезии. Антитела детектирует множество изоформ с молекулярными массами 67, 80, 93 и 119 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличья моноклональная антитела к мышиной CD56/NCAM
Примечания/Алиасы	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	4684
GeneID	17967
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 20-711 мышиной CD56 (NP_001106675.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P13595
Молекулярная масса белка	67 кДа / 80 кДа / 93 кДа / 119 кДа
Доставка	Сумка-холодильник