

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd59A Для Проточной Цитометрии - O55186

Артикул: CM0011951

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, нацеленное на мышиный CD59a, для проточной цитометрии. Детектирует 14 кДа GPI-якорный ингибитор MAC; перекрестно реагирует с мышиным белком. Идеально для исследований системы комплемента и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD59a
Примечания/Альтернативные названия	Cd59; MACIF; MAC-IP
Вид	Мышь
GeneID	12509 (мышь)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-96 мышиного CD59a (NP_031678.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O55186
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом