

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd6 Для Проточной Цитометрии - Q61003

Артикул: CM0011111

введение

Моноклональные кроличьи антитела против мышиного CD6, конъюгированные с ABflo 647, валидированные для проточной цитометрии (FC) на образцах мыши. Нацелены на дифференцировочный антиген Т-клеток CD6, участвующий в активации Т-клеток и иммунном ответе. Подходят для исследовательского использования в иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАб против мышиного CD6
Примечания/Псевдоним	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
Вид	Мышь
GeneID (человек)	923
GeneID	12511
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-155 мышиного CD6 (NP_033982.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61003
Молекулярный вес белка	64kDa/68kDa/72kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент