

## Моноклональное Кроличье Антитело К Мышиному Cd6, Меченое , Для Проточной Цитометрии — Q61003

Артикул: CM0009984

### введение

Конъюгированное с красителем моноклональное кроличье антитело к мышиному CD6 для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген (aa 20-155). Подходит для изучения костимуляции Т-лимфоцитов, созревания иммунологического синапса и распознавания бактериальных паттернов. — Q61003

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело к мышиному CD6, меченое                                                                                                                  |
| Примечания/Алиасы         | Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus |
| Вид                       | Мышь                                                                                                                                                                      |
| GeneID (человек)          | 923                                                                                                                                                                       |
| GeneID                    | 12511                                                                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 20-155 мышиного CD6 (NP_033982.3).               |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                                    |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                                                   |
| Применение                | FC (проточная цитометрия)                                                                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                                                                                      |
| SWISS                     | Q61003                                                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 64 кДа/68 кДа/72 кДа                                                                                                                                                      |
| Доставка                  | Айс-пак                                                                                                                                                                   |