

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd62L, Конъюгированное , Для Проточной Цитометрии — P18337

Артикул: CM0012303

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к мышиному CD62L (L-селектину), конъюгированное с . Валидировано для проточной цитометрии, подходит для изучения адгезии лейкоцитов и хоминга лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антимышиное мАнтитело к CD62L
Примечания/алиасы	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-селектин
Вид	Мышь
ID гена (человек)	6402
ID гена	20343
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 39-332 мышиного CD62L (NP_035476.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18337
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом