

Моноклональное Кроличье Антитело К Мышиному Cd62L Для Проточной Цитометрии - P18337

Артикул: CM0008867

введение

Высококачественное моноклональное кроличье антитело к мышиному CD62L (L-селектину), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследований хоминга лимфоцитов, адгезии лейкоцитов и траффика иммунных клеток. Иммуноген рекомбинантный; распознает мышиный CD62L; молекулярная масса мишени 42 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к мышиному CD62L, моноклональное
Примечания/алиасы	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-селектин
Вид	Мышь
GeneID (человек)	6402
GeneID	20343
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18337
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодовой пакет