

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd66A/Ceacam1 Для Проточной Цитометрии (Fc) - P31809

Артикул: CM0004730



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного CD66a/CEACAM1, валидировано для проточной цитометрии. Облегчает проведение иммунофенотипирования, исследований иммунных контрольных точек и взаимодействия хозяин-патоген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье мАнт против мышиного CD66a/CEACAM1
Примечания/Синонимы	Bgp, Cc1, Hv2, Bgp1, Cea1, Cea7, Hv-2, MHVR, bb-1, C-CAM, CD66a, Cea-1, Cea-7, MHVR1, Mhv-1, mCEA1, mmCGM1, mmCGM2, mmCGM1a
Вид	Мышь
GeneID (человек)	634
GeneID	26365
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 35–428 мышиного CD66a/CEACAM1a (NP_001034274.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P31809
Молекулярная масса белка	57кДа/50кДа/37кДа/30кДа
Доставка	Холодовой пакет