

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd66A/Ceacam1 (Abflo 647) Для Проточной Цитометрии - P31809

Артикул: CM0010699



введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD66a/CEACAM1, прямо конъюгированное с ABflo 647. Валидировано для проточной цитометрии в образцах мыши. Нацелено на иммунную контрольную точку и вирусный рецептор, идеально для исследований в иммунологии и инфекционных заболеваниях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD66a/CEACAM1 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Bgp, Cc1, Hv2, Bgp1, Cea1, Cea7, Hv-2, MHVR, bb-1, C-CAM, CD66a, Cea-1, Cea-7, MHVR1, Mhv-1, mCEA1, mmCGM1, mmCGM2, mmCGM1a
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	634
GeneID (Мышь)	26365
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-428 мышиного CD66a/CEACAM1a (NP_001034274.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P31809
Молекулярная масса белка	57 кДа/50 кДа/37 кДа/30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом