

Кроличье Анти-Мышиное Моноклональное Антитело К Cd68 Для If/Icc И Fc — P31996

Артикул: CM0012365

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против CD68 мыши (макросиалина), для применения в IF/ICC и FC. Распознаёт лизосомный/эндосомный мембранный белок, экспрессируемый в макрофагах и дендритных клетках. — P31996.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье анти-мышиное моноклональное антитело к CD68
Примечания/синонимы	Lamp4; gp110; Scard1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	968
GeneID	12514
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21–291 CD68 мыши (NP_001277987.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P31996
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом