

## Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd68 Для Проточной Цитометрии - P31996

Артикул: CM0012623

### введение

Моноклональное антитело кролика против мышиного CD68, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии в мышиных образцах. Нацелено на макрофагальный маркер CD68 (P31996). Идеально для исследований в иммунологии и изучении воспаления.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Моноклональное антитело кролика против мышиного CD68                                                                               |
| Примечания/Алиасы         | Lamp4; gp110; Scard1                                                                                                               |
| Вид                       | Мышь                                                                                                                               |
| GeneID (Человек)          | 968                                                                                                                                |
| GeneID (Мышь)             | 12514                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-291 мышиного CD68 (NP_001277987.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | Проточная цитометрия (Внутриклеточная)                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                                               |
| SWISS                     | P31996                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 35 кДа                                                                                                                             |
| Условия доставки          | В пакете со льдом                                                                                                                  |