

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd68 Мыши Для If/Icc, Fc — P31996

Артикул: CM0011734

введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , направленное против макросиалина мыши (CD68), для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Это антитело, меченное флуоресцентным красителем, обеспечивает надежное выявление экспрессии CD68 в макрофагах и дендритных клетках, поддерживая проведение иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье анти-CD68 мАТ против CD68 мыши
Примечания/синонимы	Lamp4; gp110; Scard1
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	968
Идентификатор гена	12514
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21–291 CD68 мыши (NP_001277987.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P31996
Молекулярная масса белка	33 кДа/34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом