

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd68 Для Иф/Ицп, Пц - P31996

Артикул: CM0004327

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD68 (Macrosialin, Lamp4) для иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и проточной цитометрии. Разработаны для обнаружения макрофагов мыши. Валидированы для исследовательских и диагностических применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик против мыши CD68 мАт
Примечания/Псевдонимы	Lamp4; gp110; Scard1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	968
GeneID	12514
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-291 мышиного CD68 (NP_001277987.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИЦП, ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P31996
Молекулярный вес белка	33КДа/34КДа
Доставка	Сумка со льдом